



Wagner & Guder Medical GmbH

Dorfstraße 57
D-99510 Hermstedt / Thüringen

Tel.: +49 (0) 36 44 / 51 55 61
Fax: +49 (0) 36 44 / 51 55 63

Homepage: www.wagner-guder-medical.de
Shop: www.praxis-optikerbedarf.de
Produktseite: www.check-review.de

Email: info@wagner-guder-medical.de



Ophthalmoskopie-Leuchte CR

Ergonomisch

Präzise

Universell erweiterbar

Moderne LED-Technik

Autorisierter Händler

Bringt Licht ins Dunkel.

Das Gerät erzeugt eine homogen ausgeleuchtete Lichtfläche, die zur indirekten Beobachtung des Augenhintergrundes mittels Lupe verwendet wird.

Die Fleckgröße variiert in Abhängigkeit der Arbeitsentfernung von 4 bis 6cm und verkleinert mittels Irisblende auf ca. 1cm stufenlos.

So handlich wie nie.

Das Gerät besitzt einen Ein- und Ausschalter und einen 230V Anschluss mittels Trafo.

Masse : Gerät ohne Zubehör 300g
 Gerät mit Kabel und Trafo 500g

Beleuchtung : LED

Netzanschluss: 230V, 50Hz

Zwei Spaltbreiten können eingestellt werden.

Die Ophthalmoskopie Leuchte CR verfügt über zwei Lichthelligkeiten, einen Grünfilter zur rotfreien Beleuchtung und einen Blaufilter.

