

ERGONOMISCH
PRÄZISE
UNIVERSELL

OPHTHALMOSKOPIE- LEUCHTE CR



Indirekte Ophthalmoskopie-Leuchte

- Medizinprodukt, Klasse 1
- LED-Beleuchtung mit angenehmer Farbtemperatur von 3000K
- Optimaler Arbeitsabstand: ca. 300 mm
- Stufenlose Irisblende für variable Leuchtfleckgrößen (Ø 5–40 mm)
- Integrierte Filter: Neutralfilter, Grünfilter (Rot-Frei), Blaufilter
- Optional erhältlich:
 - Presbyopie-Aufsatz (1–5 dpt)
 - Binokularansatz ZEISS (Handspaltlampe)

ZWEI VARIANTEN – EIN ZIEL: OPTIMALE SICHT

Akkuvariante mit Ladeaufnahme

Ladespannung	5VDC
Betrieb	3,6V Li-Ion Akku (3200 mAh)
Dimmung	3-stufig, direkt über Betriebstaster

Kabelgebundene Variante

(nur in Verbindung mit Untersuchungseinheit)

Betriebsspannung	3VDC über Untersuchungseinheit
Betrieb	nur in Verbindung mit einer Geräteablage nutzbar
Dimmung	ausschließlich über die Untersuchungseinheit steuerbar



- Indirekte Ophthalmoskopie-Leuchte
- Ladeaufnahme



- Indirekte Ophthalmoskopie-Leuchte
- Handgeräteablage